


CLB[®] - Kalibrierte Lasikklingen

Hochpräzise Klingen für Ihr Mikrokeratom

- Klingen mit höchster Schnittpräzision und Schnittqualität: Ergebnisse hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Genauigkeit, Schnitttiefe und Qualität des Flaps vergleichbar mit Laserkeratom.




- Der Mikrokeratom-Präzisions-Schneidekopf in den Versionen 100 µm / 130 µm und die Klingen in den Schnittdicken -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20 µm ermöglichen Flaps von 70 µm bis 150 µm in 10 µm-Abstufungen.
 - Minimale Schwankungen in der Flap-Schnittdicke durch Kalibrierung jeder einzelnen Klinge (Toleranz +/- 5 µm)
- Blade Pitch Messungen:

CLB[®]
ML 7050

versus

herkömmliche
Lasikklinge







- Einfaches und sicheres Einsetzen: Jede Klinge befindet sich in einer sterilen, medizinischen Messerkassette (Kunststoffbox). Die Entnahme erfolgt ohne Berührungskontakt zur Klinge (kein Verletzungsrisiko, keine Beschädigung).

CLB[®] - Kalibrierte Lasikklingen

Produktübersicht

- ML7100 CLB[®]
Passend für **ML7[™] Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20
- ML7020 CLB[®]
Passend für **Moria[®] C-B Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20
- ML7040 CLB[®]
Passend für **Lasitome/SKBM Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20
- ML7061 CLB[®]
Passend für **Moria[®] LSK ONE Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / plano / +20
- ML7030 CLB[®]
Passend für **Nidek[®] MK-2000 Keratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20
- ML7050 CLB[®]
Passend für **Moria[®] M2 Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -30 / -20 / -10 / plano / +10 / +20
- ML7090 CLB[®]
Passend für **Amadeus[®] I & II Mikrokeratom**
Schnittdicken in µm: -20 / plano / +20
- ML7003 CLB[®]
Passend für **ACS Mikrokeratom**
Schnittdicke: Plano



CustomFlap [™] Options						
CustomFlap [™] Thickness Options (in microns)	MINUS 30 CLB	MINUS 20 CLB	MINUS 10 CLB	PLANO CLB	PLUS 10 CLB	PLUS 20 CLB
100 Micron ML7 Head	70	80	90	100	110	120
130 Micron ML7 Head	100	110	120	130	140	150
CustomFlap [™] Hinge Options						
	Temporal	Superior	Nasal			

VE: 10 Klingen